

2025年1月吉日

お客様各位



〒110-0016 東京都台東区台東 4-11-4
三井住友銀行御徒町ビル 7 階
Tel:03-5812-7768(国内営業部直通)

最新 JIS 規格適合に伴う製品仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のことと心よりお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、この度、日本産業規格(JIS)の改正により、弊社の「ディスポーザブル低侵襲マイクロ注射針シリーズ」において、製品のカラーコード及び包装表示内容の一部を変更することとなりましたのでご案内申し上げます。

なお、この変更におきまして価格・製品コード・JAN コード・薬事認証番号の変更はございません。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

【変更内容】

以下の変更を実施致します。詳細につきましては、以降の変更箇所に示します。













- 1) 針基(接続口)のカラー変更(31G:ピンク→白、34G:青→オレンジ)
- 2) 箱表示ラベルのゲージマークの色変更(31G:ピンク→白、34G:青→オレンジ)

【対象製品】

販売名	品目コード	製品名	切替時期
UNIEVER眼科用針	454026A	ディスポーザブル#低侵襲眼科用針31Gx8mm	2025年2月製造分より順次 (出荷ロット: 25 B〇〇〇以降より)
	454036A	ディスポーザブル#低侵襲眼科用針31Gx12mm	
	454046A	ディスポーザブル#低侵襲眼科用針34Gx8mm	
UNIEVER注射針Ⅱ	453066A	ディスポーザブル#低侵襲マイクロ注射針(1本針)31Gx4mm	2025年3月製造分より順次 (出荷ロット: 25 C〇〇〇以降より)
	453076A	ディスポーザブル#低侵襲マイクロ注射針(1本針)31Gx8mm	
	453086A	ディスポーザブル#低侵襲マイクロ注射針(1本針)31Gx12mm	
	453096A	ディスポーザブル#低侵襲マイクロ注射針(1本針)34Gx4mm	
	453106A	ディスポーザブル#低侵襲マイクロ注射針(1本針)34Gx8mm	
UNIEVER注射針Ⅰ	4520760	ディスポーザブル#低侵襲マイクロ注射針(3本針)31Gx1.5mm	2025年8月以降製造分より順次 (出荷ロット: 別途ご案内予定)
	4520860	ディスポーザブル#低侵襲マイクロ注射針(3本針)31Gx2.5mm	
	4520960	ディスポーザブル#低侵襲マイクロ注射針(3本針)31Gx3.5mm	
	4521060	ディスポーザブル#低侵襲マイクロ注射針(3本針)34Gx1.5mm	
	4521160	ディスポーザブル#低侵襲マイクロ注射針(3本針)34Gx2.5mm	
	4521260	ディスポーザブル#低侵襲マイクロ注射針(3本針)34Gx3.5mm	

※切替時期に関しては在庫状況により変更が生じる可能性があります。

【変更箇所】 1) 針基(接続口)のカラー変更(31G:ピンク→白、34G:青→オレンジ)

UNIEVER 眼科用針		
	31G	34G
変更前	針基(接続口):ピンク 	針基(接続口):青 
変更後	針基(接続口):白 	針基(接続口):オレンジ 
UNIEVER 注射針 II		
	31G	34G
変更前	針基(接続口):ピンク 	針基(接続口):青 
変更後	針基(接続口):白 	針基(接続口):オレンジ 
UNIEVER 注射針 I		
	31G	34G
変更前	針基(接続口):ピンク 	針基(接続口):青 
変更後	針基(接続口):白 	針基(接続口):オレンジ 

【変更箇所】 2) 箱表示ラベルのゲージマークの色変更(31G:ピンク→白、34G:青→オレンジ)

	変更前	変更後
UNIEVER 眼科用針		
UNIEVER 注射針 II		
UNIEVER 注射針 I	<p>※UNIEVER 注射針 I は個包装の色も変更となります。</p>	<p>※UNIEVER 注射針 I は個包装の色も変更となります。</p>

【変更理由】

日本産業規格(JIS)の改正に伴い、本製品の引用規格である JIS T 3209(滅菌済み注射針)が改正されたことによる変更となります。改正後の最新規格において、該当となる本製品サイズの 31G 及び 34G の注射針においては、新たにカラーコードが設定されたより本変更を行うこととなります。

以上

本件に関するご質問は下記へお寄せください。
 ユニシス本社 国内営業部 Tel.03-5812-7768 (国内営業部直通)
 e-mail: d-sales@unisis.co.jp